

## Inkubator mit mechanischer Regelung


Mit dem Brutschrank der Serie B erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsfähiges Gerät in solider Ausstattung zu einem sehr attraktiven Preis.



### Vorteile:

- Zuverlässiger, leistungsfähiger Brutschrank
- Sehr attraktiver Preis

### Anwendungsgebiete:



Grundlagenforschung /  
Forschungsinstitute



Human- / Veterinärmedizin



Kliniken- / Universitätskliniken

## Eigenschaften

Zuverlässiger und leistungsfähiger  
Brutschrank

## Kundenvorteile

- Sehr attraktiven Preis

## Merkmale

- Solide Ausstattung
- Lange Lebensdauer
- Quality "Made in Germany"

- Temperaturbereich 30 °C bis 70 °C
- Mechanische Regelung
- Hydraulisch-mechanischer Thermostat
- Wahlweise mit oder ohne Temperaturbegrenzer Klasse 1 (DIN 12880)
- Innere Glastür
- 2 Einschubgitter, verchromt
- Geräte sind stapelbar
- BINDER Prüfbestätigung

**B 28**

▶ Außenabmessung	
Breite (mm)	580
Höhe (inkl. FüÙe) (mm)	405
Tiefe	425
Zuzüglich Türgriff, I-Leiste und Abluftrohr (mm)	85
Wandabstand hinten (mm)	100
Wandabstand seitlich (mm)	160
Anzahl Türen (Stück)	1

▶ Innenabmessung	
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	280
Tiefe (mm)	250
Innenraum-Volumen (l)	28
Einschubgitter (Anz. Serie./max.)	2 / 4
Belastung pro Gitter (kg)	10
Zulässige Gesamtbelastung (kg)	25
Gewicht (leer) (kg)	23

▶ Temperaturdaten	
Temperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis (°C)	30 - 70
Zeitliche Temperaturabweichung bei 37 °C ( $\pm$ K)	1

▶ Elektrische Daten	
IP-Schutzart nach EN 50529	IP 20
Nennspannung ( $\pm$ 10 %) 50 / 60 Hz (V)	230
Nennleistung (kW)	0,25

Sämtliche technischen Daten gelten ausschließlich für Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C und einer Netzspannungsschwankung von  $\pm$ 10 %. Die Temperaturdaten sind nach Werksnorm in Anlehnung an DIN 12880 ermittelt und orientieren sich an den empfohlenen Wandabständen von 10 % der Höhe, Breite und Tiefe des Innenraums. Alle Angaben sind für Seriengeräte typische Mittelwerte.  
Technische Änderungen sind vorbehalten.

**B 28**

Einschubgitter, verchromt	<input type="radio"/>
Gelochtes Einschublech, Edelstahl	<input type="radio"/>
Rutschhemmende Gummi - Unterlagen (1 Satz á 4 Stück) für Gerätefüße zur sicheren Stapelung	<input type="radio"/>