

BINDER - Комплекты регистраторов температуры

Новые комплекты регистраторов температуры BINDER фиксируют данные оборудовании BINDER. Это тщательно продуманное техническое решение содержит также полезные принадлежности для монтажа регистратора на приборе BINDER, включая кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика.



Комплекты регистраторов температуры и влажности. Технические спецификации:

- Объем памяти: 64000 значений
- Интервал измерений: от 1 с до 3 ч
- Диапазон измерений: 0°C – 350°C / 32°F–662°F
или: -90°C 220°C / -130°F – 428°F
- Сертификат калибровки прилагается
- Условия окружающей среды: от -35°C до 55°C / от -31°F до 131°F
- Размеры (ШхВхГ): 110x85x35 мм / 4,3x3,4x1,4 дюйма
- Электропитание: 1 x литиевый аккумулятор 3,6 В, с индикатором состояния; замена может производиться пользователем

Комплект регистратора Т 350 | № для заказа: 8012-0714



0 °C – 350 °C / 32 °F – 662 °F

Комплект поставки:

- Регистратор температуры
- Датчик температуры PT 100 с 2 м (6,6 фт) удлинительного кабеля, включает кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика на приборе BINDER
- Монтажный кронштейн для крепления регистратора на приборе BINDER

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
●	●	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплект регистратора Т 220 | № для заказа: 8012-0715



-90 °C – 220 °C / -130 °F – 428 °F

Комплект поставки:

- Регистратор температуры
- Датчик температуры PT 100 с 2 м (6,6 фт) удлинительного кабеля, включает кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика на приборе BINDER
- Монтажный кронштейн для крепления регистратора на приборе BINDER

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

Дополнительно: Программное обеспечение для регистратора данных

№ для заказа: 8012-0720

Программное обеспечение для конфигурации прибора и оценки результатов подходит ко всем комплектам регистраторов BINDER, включая коммуникационный кабель.



датчик для диапазона температур

● рекомендовано

- отсутствует