

BINDER - Комплекты регистраторов температуры и влажности

Новые комплекты регистраторов температуры и влажности BINDER фиксируют данные на оборудовании BINDER. Это тщательно продуманное техническое решение содержит также полезные принадлежности для монтажа регистратора на приборе BINDER, включая кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика.



Комплекты регистраторов температуры и влажности. Технические спецификации:

- Объем памяти: 64000 значений
- Интервал измерений: от 1 с до 3 ч
- Диапазон измерений: -40°C – 100°C / -40°F–212°F
- Диапазон влажности : 0 – 100% отн.вл.
- Сертификат калибровки прилагается
- Условия окружающей среды: от -35°C до 55°C / от -31°F до 131°F
- Размеры (ШxВxГ): 110x85x35 мм / 4,3x3,4x1,4 дюйма
- Электропитание: 1 x литиевый аккумулятор 3,6 В, с индикатором состояния; замена может производиться пользователем

Комплект регистратора TH 100

| № для заказа: 8012-0718



-40 °C – 100 °C / -40 °F – 212 °F



0 – 100 % отн.вл.

Комплект поставки:

- Регистратор температуры и влажности.
- Многофункциональный датчик (температура/влажность), включает 2 м (6,6 фт) удлинительного кабеля, кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика на приборе BINDER
- Монтажный кронштейн для крепления регистратора на приборе BINDER

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Комплект регистратора TH 100/70 - с дополнительным многофункциональным датчиком

| № для заказа: 8012-0719



-40 °C – 100 °C / -40 °F – 212 °F



0 – 100 % Отн.вл.

Комплект поставки:

- Регистратор температуры и влажности с дополнительным многофункциональным датчиком (температура от -40°C до 70°C / от -40°F до 158°F ; относит. влажность 0-100%)
- Многофункциональный датчик (температура/влажность), включает 2 м (6,6 фт) удлинительного кабеля, кабельные вводы и монтажный кронштейн для крепления датчика на приборе BINDER

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Дополнительно: Программное обеспечение для регистратора данных

№ для заказа: 8012-0720

Программное обеспечение для конфигурации прибора и оценки результатов подходит ко всем комплектам регистраторов BINDER, включая коммуникационный кабель.



Датчик для диапазона температур



Датчик для диапазона значений влажности

● рекомендовано

- отсутствует