

# Data Logger Kit – 温度和湿度

BINDER Data Logger Kit (数据记录仪套件) - 温度和湿度，可以独立记录 BINDER 设备中的温度和湿度数据。匹配的产品解决方案包含多种有用的配件：从 BINDER 设备上记录仪的固定装置到电缆接入辅助装置，再到传感器支架。



技术参数 - 温度和湿度数据记录仪套件(DATA LOGGER KIT) :

- 网络数据记录仪
- 用于温度、湿度和其他参数的 8 个通道
- 内存容量：64,000 个值
- 测量间隔：1s - 3h
- 测量范围：-50 °C – 100 °C
- 湿度范围：0 – 100% 相对湿度
- 附校准证书
- 环境条件：-35 °C - 55 °C
- 尺寸 (宽x高x深)：104 x 141 x 47 mm
- 电源：插头电源 230V/24V

## Data Logger Kit NET 100 | 订购号: 8012-1837

-50 °C – 100 °C 0 – 100 % 相对湿度



供货范围：  
Data Logger - NET  
配加长电缆 (2m) 的温度/湿度-组合传感器  
包括 BINDER 设备中的接入辅助装置和传感器支架  
Data Logger 的支架，用于固定在 BINDER 设备上

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

## Data Logger Kit NET 100/60 - 配附加组合传感器 | 订购号8012-1838

-50 °C – 100 °C 0 – 100 % 相对湿度



供货范围：  
Data Logger - NET, 配附加组合传感器 (温度：-40 – 60 °C / 相对湿度：0-100%)  
配加长电缆 (2m) 的温度/湿度-组合传感器  
包括 BINDER 设备中的接入辅助装置和传感器支架  
Data Logger 的支架，用于固定在 BINDER 设备上

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

## 选配: Data Logger Software (数据记录仪软件) | 订购号8012-0821

适用于所有 BINDER Data Logger Kit (数据记录仪套件) 的配置和分析软件, 含数据线。

传感器温度范围

传感器湿度范围

• 建议

- 无