

BINDER ALARM-KIT

Das Alarm-Kit besteht aus der Hardware Alarm-Kit sowie der zugehörigen Software Alarm-Center



Funktion:

Auftretende Alarmmeldungen, werden durch die Software Alarm-Center an die kundenseitig vorhandenen Alarmierungssysteme weiter gegeben.

Die Software Alarm-Center ermöglicht eine von APT-COM™ 4 unabhängige Überwachung der laufenden Aufzeichnungen (ohne jegliche Steuerungsmöglichkeit)

- Überwachung der Kommunikation zwischen APT-COM™ 4 und Geräteregele bzw. zwischen APT-COM™ 4 und Alarm-Center
- Überwachung der einzelnen Toleranzbänder für jeden verfügbaren Parameter

Eine Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an die Überwachungssoftware Alarm-Center ist am Gerät vorhanden.

Lieferumfang:

- Hardware Alarm-Kit: Web I/O Digital 4.0, 2 x In / 2 x Out mit 1 x Schaltrelais
- Die Software Alarm-Center ist im APT-COM™ 4 Installer enthalten
- Steckernetzteil 24V/18W International, mit primärseitigen Euro-, US und UK-Wechseladaptern
- 1m Patchkabel CAT 5 Patch RJ45 für Netzwerkanschluss
- Betriebsanleitung Alarm-Kit

Technische Daten

Außenabmessungen (BxHxT): 235 mm x 115 mm x 255 mm
Eingangsspannung des Steckernetzteils: 100 V bis 240 V , 50/60 Hz
Schutzart: IP 20

Artikelnummer: 9052-0014

