

Die neuen Klimaschränke und Kühlkubatoren von BINDER gewährleisten höchste Präzision für reproduzierbare und absolut verlässliche Laborergebnisse. Die fortschrittliche Technik optimiert Prüfprozesse, reduziert Durchlaufzeiten und senkt Energiekosten. Die Geräte überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, modulare Ausstattungspakete und maximale Leistungsdaten – maßgeschneidert für Ihre spezifischen Anforderungen.

40 %
Energie-
ersparnis



Geballte Cooling Power
Temperaturbereich von -20 °C bis +100 °C für anspruchsvolle Tests.



Flexibilität ohne Grenzen
CO₂-Regelung, ICH- und LED-Pflanzenlicht, flexibel nachrüstbar - jederzeit.



Modularität, die mitwächst
Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten, individuell anpassbar für heute und morgen.



Neue Maßstäbe in Energieeffizienz
Sparen 40 % Energiekosten und reduzieren CO₂-Emissionen.

Kühlung mit klimaneutralen Kältemitteln R 290 und R 600a nach neuer F-Gase-Verordnung.

REDEFINING CLIMATE CHAMBERS

Best Performance. Best Flexibility. Best Possibilities.

BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
D-78532 Tuttlingen

Telefon: +49 7461 2005 0
info@binder-world.com



climate-chambers.binder-world.com



**NEUE MEGA
GRÖSSE:
1600 L**


1 Immer im Blick, was zählt.
Signaldreieck mit leuchtender Statusanzeige.*

2 Höchste Flexibilität in nur einem Lichtmodul.
Pflanzenlicht, LED-Lichtsystem mit Tageslicht, In-vitro- und Arabidopsis-Licht.**

3 Normkonforme Tests in nur drei Tagen.
ICH-Lichtsystem für Photostabilitätstests nach ICH Q1B. Mit VIS- und UVA-Spektrum.**

4 Komfortable Steuerung im richtigen Winkel.
Ergonomisch einstellbares Bedienterminal.*

Spielend leichte Beschickung.
Teleskopauszüge aus Edelstahl.



Präzise Regulierung für Pflanzen,
Zellkulturen oder Bauelemente.
Externes CO₂-Begasungssystem.**



Komfortables Einführen von zu-
sätzlichen Kabeln und Leitungen.
Großzügige Kabeldurchführung.




Kontrollierte und unabhängige
Wasserversorgung.
BINDER PURE AQUA SERVICE.**



* Bei Modellen ab 470 Litern.
** Zusätzliche Ausstattung


**Zahlreiche Größen für
zahlreiche Anwendungen.**

TISCH-
GERÄTE




65 Liter 130 Liter


STAND-
GERÄTE



260 Liter 470 Liter



720 Liter 1060 Liter



1600 Liter