


Schüttler für BINDER CO₂-Inkubatoren



Schüttler im BINDER CO₂-Inkubator CB 160

Für die Modelle CB 170 und CB 260 sowie CB-S 170 und CB-S 260

Der BINDER CO₂-Schüttler ist die neu entwickelte, hochwertige Lösung für die Bebrütung von Suspensions-Zellkulturen in CO₂-Inkubatoren. Durch die ausschließliche Verwendung von korrosionsbeständigen Bauteilen im Edelstahlgehäuse ist der CO₂-Schüttler speziell für Begasungsbrutschränke mit erhöhten CO₂-Konzentrationen und fast gesättigter Luftfeuchte geeignet. Mit einer minimalen Wärmeabgabe von nur 4 Watt wird die Temperaturregelung des CB-Inkubators nicht gestört und es bleibt die optimale Temperatur im gesamten Innenraum erhalten. Die externe Steuereinheit mit LCD-Anzeige ermöglicht eine komfortable und einfache Bedienung außerhalb des Inkubators. Die Version „Universal“ ist für alle CO₂-Inkubatoren ohne Durchführung geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Schüttelbewegung:	horizontal kreisend
Schüttelfläche (mm):	B 375 x T 375
Max. Beladung:	2 kg
Drehzahl:	5 – 220 min ⁻¹
Hub:	20 mm
Laufzeit:	1 s – 100 h oder Dauerbetrieb
LCD-Anzeige:	Drehzahl und Laufzeit
Zulässige CO ₂ -Konzentration:	bis 20 %
Zulässige Feuchte:	bis 95 %, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur:	4 °C – 45 °C
Elektrischer Anschluss:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	max. 4 W
Außenmaße (mm):	B 375 x T 375 x H 145
Probenfixierung:	3 Klemmleisten
Gewicht:	9,1 kg

MERKMALE:

- Zuverlässige Lösung, speziell geeignet für BINDER CO₂-Inkubatoren
- Korrosionsbeständige Bauteile im Edelstahlgehäuse
- Geringe Wärmeabgabe
- Externe Steuereinheit mit LCD-Anzeige

SCHÜTTLER „UNIVERSAL“

Schüttler und Steuerung mit Flachbandkabel verbunden, universell einsetzbar.

Item no. 8012-1771



► Alle Extras online: > go2binder.com/de-optionen