

Wasser-Versorgungs-Systeme

		Serie KBF	Serie KBF PRO	Serie KBF-S ECO		
Standard:	Wasserversorgung über Druckwasser, entionisiertes Wasser Extern	•	•	–		
Zubehör: Art. 8012-0759	Wasseraufbereitung BINDER PURE AQUA SERVICE System zur Aufbereitung oder vollständigen Entsalzung von Leitungswasser, Komplettsset mit PURE AQUA 300 Einwegkartusche , Messgerät und allen notwendigen Anschlussteilen	•	•	•		
Zubehör: Art. 8012-2592	Wasserversorgungsset Flexibles Wasser- und Abwassermanagement Extern, freistehend, mit Füllstandssensor	•	•	–		
Standard:	Komfort Wasserversorgung Unabhängige Wasserversorgung über Wasserkarister, mit Magnethalterung	–	–	•		

• verfügbar | – nicht verfügbar

