



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm links

Position for option access port
 \varnothing 30mm left





Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm hinten

Position for option access port
 \varnothing 30mm rear



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 30mm right



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab:1:10		Blechdicke: - mm	
Tolerierung gemäß ISO 8015				BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
		Datum	Name	Benennung: CB			
		Bearb. 12.08.13	EMI	Bezeichnung: 160/E6 / O2-Regl.			
		Gepr.		Zeichnungsnummer: 9040-0094			
		Norm					
		Werkstoff:	-				
		Halbzeug:	-				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: - g	Blatt 2 von 2		