



Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm links

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm left





Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm hinten

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm rear



Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm rechts

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm right



	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10	Blechdicke: mm
	Tolerierung gemäß ISO 8015				<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
			Datum	Name	Benennung:	
		Bearb.	11.07.13	EMI	CB	
		Gepr.			Bezeichnung:	
		Norm			60 (E6) /O2-Regl.	
		Werkstoff:				Zeichnungsnummer:
		Halbzeug:	-			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 60 kg g	Blatt 1 von 1	