


Position für Option Durchführung  
 Ø 80mm bis Ø 125mm oben  
 Position for option access port  
 Ø 80mm until Ø 125mm above



**Innenkessel  
 inner chamber**

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10		Blechdicke: mm	
Tolerierung gemäß ISO 8015				<b>BINDER</b>		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttingen	
Bezeichnung:	MK	Datum:	30.08.13	Name:	EMI	Benennung:	
Bezeichnung:	240 E3.1	Bezeichnung:		Zeichnungsnummer:			
		Werkstoff:		9020-0181			
		Halbzeug:		Blatt 3 von 3			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 0.00 g			