



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm bis \varnothing 125mm links

Position for option access port
 \varnothing 30mm until \varnothing 125mm left

Standard Durchführung
 \varnothing 50mm

Standard access port
 \varnothing 50mm

Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm bis \varnothing 100mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 30mm until \varnothing 100mm right

Position für Option Durchführung
 \varnothing 80mm bis \varnothing 125mm oben

Position for option access port
 \varnothing 80mm until \varnothing 125mm above

Innenkessel
 inner chamber

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab:1:15		Blechdicke: mm	
		Tolerierung gemäß ISO 8015						Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
				Datum	Name	Benennung: MKF			
				Bearb. 02.09.13	EMI	Bezeichnung: 115 (E3.1)			
				Gepr.		Zeichnungsnummer: 9020-0107			
				Norm					
				Werkstoff:					
				Halbzeug:					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 0.00 g					
								Blatt 3 von 3	