

Data Logger Kits – Temperatur und Feuchte

Die BINDER Data Logger Kits – Temperatur und Feuchte, ermöglichen die unabhängige Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtedaten im BINDER Gerät. Die abgestimmte Produktlösung beinhaltet hilfreiches Zubehör von der Befestigung des Loggers am BINDER Gerät über die Kabel-Durchführungshilfe bis hin zur Fühlerhalterung.



TECHNISCHE DATEN - DATA LOGGER KITS TEMPERATUR UND FEUCHTE:

- Netzwerk Datenlogger
- 8-Kanal für Temperatur, Feuchte und weitere Parameter
- Speicherkapazität: 64000 Werte
- Messintervall: 1s bis 3h
- Messbereich: -50 °C – 100 °C
- Feuchtebereich: 0 – 100% r.F.
- Mit Kalibrierzertifikat
- Umgebungsbedingungen: -35 °C bis 55 °C
- Maße (BxHxT): 104 x 141 x 47 mm
- Spannungsversorgung: Steckernetzgerät 230V/24V

Data Logger Kit NET 100 | Best. Nr: 8012-1837



-50 °C – 100 °C 0 – 100 % r.F.

Lieferumfang:

Data Logger - NET
Kombinationsfühler T/H mit Verlängerungskabel (2m)
Inkl. Durchführungshilfe in das BINDER-Gerät und Fühlerhalterung
Halterung für Data Logger für die Befestigung am BINDER-Gerät

ED/FD/ FED	FP/M	BD/BF/ KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Data Logger Kit NET 100/60 - mit zusätzlichen Kombifühler | Best. Nr: 8012-1838



-50 °C – 100 °C 0 – 100 % r.F.

Lieferumfang:

Data Logger - NET mit zusätzlichem Kombifühler (T: -40 – 60 °C / rF: 0-100%)
Kombinationsfühler T/H mit Verlängerungskabel (2 m)
Inkl. Durchführungshilfe in das BINDER-Gerät und Fühlerhalterung
Halterung für Data Logger für die Befestigung am BINDER-Gerät

ED/FD/ FED	FP/M	BD/BF/ KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Option: Data Logger Software | Best. Nr: 8012-0821

Konfiguration- und Auswertesoftware für alle BINDER Data Logger Kits, inkl. Datenkabel.



Temperaturbereich Fühler



Feuchtebereich Fühler

• Empfehlung

- nicht vorhanden