



© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



5	1	Einschubgitter	240/400 KBxx Edelstahl	6004-0101
4	1	Anschlagleiste	240 KB/E5.1	4005-0410
3	1	IK-Seitenteil	400 KBW/E5.2 re kpl	8005-0257
2	1	IK-Seitenteil	400 KBxx/E5.2 li kpl	8005-0256
1	1	IK-Boden	240 KBxx/E5.1	4005-0409
Pos-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				Gewicht: 19,348 kg		Blechkdicke: mm	
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
		Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302			
		Datum		Name		Benennung: Innenraummaße	
		Ersteller		LEL		Bezeichnung: KBW 400 (E6) (230V)	
		Gepr. PL		PBE		Zeichnungsnummer: 9020-0339	
		Norm		NZE		Maßstab 1:10	
		Werkstoff:				DIN A3	
		Oberfläche:				Status: Freigegeben Serie	
		Oberflächen- schutz:				Druckdatum: 27.01.2017	
a		Serienbeginn		16.11.16		Blatt 1 von 1	
Index		Änderung		Datum		Name	
		Kategorie		Eigenfertigung		9020-0339_Innenraummaße	