


BINDER **INDIVIDUAL**

Seriengeräte für besondere Anforderungen



22.000

BINDER SIMULATIONSSCHRÄNKE LIEFERN WIR JÄHRLICH WELTWEIT AUS



BINDER INDIVIDUAL

Ihr besonderer Anspruch – Ihre individualisierte Lösung

Individuelle Extras für Ihren Simulationsschrank – BINDER INDIVIDUAL macht es möglich. Auch wenn das BINDER Portfolio die vielfältigsten Produkte und Ausstattungsoptionen umfasst, so lassen sich manch hochspezifische Kundenwünsche nicht durch ein Seriengerät abdecken. Aber wir können dieses an Ihr besonderes Anforderungsprofil anpassen.

In unserer BINDER INDIVIDUAL Abteilung im Werk Tuttlingen setzen wir Ihre Sonderwünsche um. Ob Edelstahlgehäuse, besondere Durchführung, extra forcierte Umluft oder vieles mehr: Auf der Basis eines bewährten Serienprodukts realisieren wir Ihre individualisierte Lösung. Entwickelt von unseren Experten, gefertigt als Einzelgerät oder in Kleinserie.

Die Grundlage dafür bilden BINDER Simulationsschränke in der gleichbleibend hohen Qualität made in Germany. Konzipiert für unterschiedlichste Anwendungen und Branchen, ermöglichen sie die exakte Simulation von biologischen, chemischen und physikalischen Umweltbedingungen im wissenschaftlichen und industriellen Labor.

BINDER Seriengerät

Die Produkte aus der Serienfertigung bieten garantierte Premiumqualität.



Serienprodukt Sicherheitstrockenschrank

▶ BINDER Seriengerät & optionale Serienausstattung

Mit Zubehör und Ausstattungsoptionen lassen sich die Serienprodukte für die gängigen Anforderungsprofile optimieren.



Sicherheitstrockenschrank mit Option Coil Coating Auszug

▶ BINDER INDIVIDUAL

Durch individuelle Ergänzungen und Erweiterungen der Seriengeräte entsteht eine hoch spezialisierte Individuallösung.



Sicherheitstrockenschrank mit Teleskopschubladen

„ BINDER INDIVIDUAL Geräte unterstützen anspruchsvolle Laborprozesse und ermöglichen beste Ergebnisse. “


Partner für Simulationsschränke mit Extraausstattung

Die Lösung für Ihre spezielle Anforderung

Welche Anforderungen haben Sie? Auf dem Weg zu Ihrem BINDER INDIVIDUAL Gerät bringen wir sowohl Ihre Vorstellungen als auch unser Know-how für Simulationsschränke konsequent ein. Von der kleinsten Ergänzung bis zur umfangreichen Geräteerweiterung sichern wir Ihnen damit eine innovative Sonderlösung zu.

Ihr individuell angepasster Simulationsschrank entsteht im persönlichen Dialog zwischen den BINDER INDIVIDUAL Experten und Ihnen. Die technischen Berater, Applikationsspezialisten und Ingenieure stimmen sich mit Ihnen rund um die Anpassung des Seriengeräts intensiv ab. So entwickeln und realisieren wir in kürzester Zeit ein technisch und wirtschaftlich überzeugendes Produkt – ausgelegt für Ihre speziellen Erfordernisse und in der bewährten BINDER Premiumqualität.

INTEGRIERTE LÖSUNGEN VON BINDER INDIVIDUAL



Vorsprung mit BINDER INDIVIDUAL

Ihre Basis für sichere und wirtschaftliche Prozesse

Für Ihre spezifische Anwendung wünschen Sie einen besonderen Simulationsschrank – ohne besondere Umstände. Mit BINDER INDIVIDUAL lassen sich Ihre Vorstellungen einfach und wirtschaftlich realisieren. Von der unkomplizierten Anfrage bei unseren Experten über die technische Beratung und der raschen Lieferung bis hin zum wirtschaftlichen Einsatz Ihres Individualgeräts im Arbeitsalltag.

Mit den zusätzlichen Funktionalitäten Ihres BINDER INDIVIDUAL Geräts können Sie Ihre Arbeitsabläufe noch effizienter und effektiver gestalten. Und ein weiterer Pluspunkt: Da Ihre Sonderlösung auf einem zertifizierten Serienprodukt basiert, gilt die volle Garantie auch für alle Erweiterungen.

MADE IN GERMANY

► VORTEILE AUF DER GANZEN LINIE

- **ZEITSPAREND** – Individuallösungen basieren auf lagerhaltigen BINDER Seriengeräten
- **WIRTSCHAFTLICH** – Beratung, Kalkulation und Lösungsvorschlag sind kostenlos
- **INNOVATIV** – integrierte Lösung durch individuelle technische Beratung
- **ÜBERZEUGEND** – individuelle Anforderungen einfach und kostengünstig realisieren
- **ZUVERLÄSSIG** – durch BINDER Premiumqualität made in Germany
- **RUNDUM SORGLOS** – volle Gewährleistung für das Gerät inklusive aller Erweiterungen
- **SCHNELL** – Geräteauslieferung ca. 6 bis 8 Wochen nach Bestellung



PRÄZISER
UMFASSENDER

› Zur Kultivierung von humanen Zellen unter GMP-Bedingungen nutzen wir im Reinraum 18 CO₂-Inkubatoren CB 210 von BINDER. Diese mussten aus hygienischen Gründen in die Reinraumwände eingebaut werden, sodass nur die Tür in den reinen Bereich ragt – dies löste BINDER fachgerecht.

MARTIN KAYSER / Zentrum für Regenerative Medizin Universität Zürich

› Für unsere Testreihen mit besonders „schwergewichtigen“ Zellen und Modulen ist der Umweltsimulations-Schrank MK 240 mit verstärktem Innenkessel-Boden ideal. Ebenso unsere drei individualisierten MK 720 mit 400 kg Gesamtbelastung.

HOLGER BLANKE / RWTH Aachen


› Der überzeugendste Vorteil ist für uns die Möglichkeit der individuellen Anpassung. So wurden die Klimaschränke speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.

JOHANNES RÖSSNER / TÜV SÜD Battery Testing GmbH

› Dank der homogenen Temperaturverteilung ist der Elastomer-Umluftprüfschrank auf Basis des FP 115 das ideal angepasste Gerät für die Prüfung von innovativen Kunststoffen.

GUIDO PETERS / UL International TTC GmbH

SCHNELLER



Rundum erstklassig betreut und beraten Was dürfen wir für Sie tun?

Erwarten Sie mehr von BINDER INDIVIDUAL. Bei der individuellen Erweiterung oder Ergänzung Ihres Simulationsschranks bieten wir alles aus einer Hand: branchenspezifisches Know-how und

technische Kompetenz sowie ein umfassendes Leistungsspektrum aus Beratung, Planung, Validierung, Garantie und Service.

FULL SERVICE VON BINDER INDIVIDUAL



BEISPIELE FÜR VIELFACH BEWÄHRTE BINDER INDIVIDUAL LÖSUNGEN

- Auszüge für Beladungen ohne Türöffnung
- Einschubfrontblende als zusätzlicher Schutz vor Gasaustritt
- Elektromagnetischer Türverschluss als Türsicherung während des Programmbetriebs
- Edelstahlansführungen zur Erfüllung der Hygienestandards der Lebensmittelindustrie
- Geteilte Glasblenden zur individuellen Bestückung oder Entnahme des Probengutes
- Hinweisleuchten zur Statusmeldung des Programmbetriebs
- Inertgasanschlüsse für verschiedene Anwendungen
- Kaskadenregelung
- Lichtkassetten mit speziellem Leuchtmittel
- O₂- und/oder CO₂-Regelung in Kühlbrut- oder Klimaschränken
- Türen und Durchführungen für Verbindungen zu unterschiedlichen Messinstrumenten
- UV-Lampen im Innenraum für spezielle Tests von UV-Beständigkeit
- Verstärkungen des Innenkessels oder der Einschübe für besonders schweres Probengut
- Vollsichtglastüren oder verschieden große Sichtfenster für Einblick auf das Probengut

Vielfältige Möglichkeiten für Erweiterungen Gestalten Sie Ihren Simulationsschrank mit!

Ob besonders präzise oder extrem schnell. Ob Spezialbeschichtung, beheizbare Überdruckklappen oder Verschlussspannern. Wie auch immer Ihre besonderen Geräteanforderungen lauten –

BINDER INDIVIDUAL eröffnet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für die gezielte Anpassung an Ihr Anforderungsprofil.

DAS BINDER INDIVIDUAL LEISTUNGSSPEKTRUM

- > Optimierung der Wärme-, Kälte-, Feuchte-, Licht-, Luft-, CO₂- oder O₂-Regelung
- > Messen, Steuern, Regeln, Schalten nach besonderen Vorgaben
- > Integration in Anlagen
- > Anschlüsse, Ausgänge und Durchführungen
- > Neue Auslegung bestimmter Parameter, z.B. verstärkter Innenkessel
- > Integration von Kundenkomponenten



Mehrfach geteilte Blende



Handdurchführungen



Alarmleuchte



Durchführungen für Rohre



Lichtdimmung im Schrank



Verstärkter Boden

Von der Anfrage zum Individualgerät

Nur vier Schritte zu Ihrer BINDER INDIVIDUAL Sonderlösung

1 ANFRAGE

Ihre Anfrage erreicht uns entweder direkt oder über den Handel. Hier teilen Sie uns Ihre spezifischen Anforderungen zur Anwendung mit bzw. die konkreten Spezifikationen, Daten usw.



2 BEARBEITUNG

Die BINDER INDIVIDUAL Experten prüfen Ihre Anforderungen, z.B. hinsichtlich der optimalen technischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit. Möglicherweise ergibt sich dann auch eine alternative Lösung. Dabei stimmen wir uns eng mit Ihnen ab.



3 ANGEBOT

Sind alle wesentlichen Inhalte geklärt, erhalten Sie von uns das Angebot. Dieses beinhaltet die Beschreibung des Lösungsvorschlags sowie den Preis und die Lieferzeit.



4 REALISIERUNG

Haben Sie uns den Auftrag und die Freigabe für die mechanische Zeichnung erteilt, starten wir mit der Produktion. Ihre individuellen Extras werden auf einem Zusatzblatt in der Bedienungsanleitung dokumentiert. Nach rund 6 bis 8 Wochen liefern wir Ihr Gerät aus.

Persönlicher Kontakt
zu Ihren Experten:

individual@
binder-world.com

„ Ein BINDER INDIVIDUAL Gerät vereint rund 800 Präzisionsteile – plus Ihre Sonderwünsche. “



WIRTSCHAFTLICHER!

Keine Neuentwicklung oder Maßanfertigung.



UMFASSENDE!

Ganzheitliche Lösung aus Technik, Qualität und Service.



SCHNELLER!

Sonderlösung basiert auf lagerhaltigem Seriengerät.



PRÄZISER!

Höchste Qualitätssicherheit, da auf Seriengerät aufgebaut.

BINDER
INDIVIDUAL

Premiumqualität mit Brief und Siegel

BINDER INDIVIDUAL entwickelt und produziert Ihre Sonderlösung mit modernster Technik und handwerklicher Sorgfalt. Von der Technik über die Dokumentation bis hin zum Service ergänzen sich so alle Inhalte ideal – und Sie erhalten eine ganzheitliche Sonderlösung in echter BINDER Qualität made in Germany.

- Alle Komponenten kommen aus einer Hand und sind Teil einer stimmigen Gesamtlösung
- Erfüllung der Standards nach DIN ISO EN 9001
- Garantie auf alle Individualisierungen
- Vollständige Betriebsanleitung inklusive Zusatzblatt für alle Extras
- Sofort-Identifikation der Komponenten für den Wiederholkauf

BINDER Produktprogramm

CO₂-Inkubatoren

Inkubatoren

Kühlinkubatoren

Wachstumsschränke

Ultratiefkühlschränke

Trocken- und Wärmeschränke

Sicherheitstrockenschränke

Vakuumtrockenschränke

Konstantklimaschränke

Wechselklimaschränke



Keine Produkneuheit verpassen -
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit
unserem BINDER Newsletter

[Jetzt anmelden](#)

go2binder.com/de-newsletter-anmeldung

 **BINDER**

Best conditions for your success

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

Tel +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS
Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

**BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**
Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us