



Position für Option Durchführung  
 Ø 30mm bis Ø 125mm links  
 Position for option access port  
 Ø 30mm until Ø 125mm left

Standard Durchführung  
 Ø 80mm  
 Standard access port  
 Ø 80mm

Standard Durchführung  
 Ø 80mm  
 Standard access port  
 Ø 80mm

Position für Option Durchführung  
 Ø 30mm bis Ø 125mm rechts  
 Position for option access port  
 Ø 30mm until Ø 125mm right

Position für Option Durchführung  
 Ø 80mm bis Ø 125mm oben  
 Position for option access port  
 Ø 80mm until Ø 125mm above

Innenkessel  
 inner chamber

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab:1:20		Blechdicke: mm	
Tolerierung gemäß ISO 8015				<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
		Datum	Name	Benennung:			
		Bearb.	16.09.13	MKFT 720 (E3.1)			
		Gepr.		Bezeichnung:			
		Norm					
		Werkstoff:		Zeichnungsnummer:			
		Halbzeug:		9020-0083			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 0.00 g		Blatt 3 von 3	