



Position für Option Durchführung  
 Ø 30mm bis Ø 125mm links

Position for option access port  
 Ø 30mm until Ø 125mm left

Standard Durchführung  
 Ø 50mm  
 Standard access port  
 Ø 50mm

Position für Option Durchführung  
 Ø 30mm bis Ø 125mm rechts

Position for option access port  
 Ø 30mm until Ø 125mm right

Position für Option Durchführung  
 Ø 80mm bis Ø 125mm oben

Position for option access port  
 Ø 80mm until Ø 125mm above

Innenkessel  
 inner chamber

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715	Maßstab:1:15	Blechdicke: mm	
Tolerierung gemäß ISO 8015			<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen		
		Datum	Name	Benennung:	
		Bearb.	30.08.13	EMI	MK
		Gepr.			Bezeichnung:
		Norm			115 (E3.1)
		Werkstoff:			Zeichnungsnummer:
		Halbzeug:			9020-0175
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 0.00 g	Blatt 3 von 3