



Position für Option Durchführung  
 Ø 30mm bis Ø 125mm rechts  
 Position for option access port  
 Ø 30mm until Ø 125mm right



Position für Option Durchführung  
 Ø 80mm bis Ø 125mm oben  
 Position for option access port  
 Ø 80mm until Ø 125mm above



Innenkessel  
 inner chamber

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715	Maßstab:1:20		Blechdicke: mm
		Tolerierung gemäß ISO 8015			<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen		
			Datum	Name	Benennung:		
		Bearb.	03.09.13	EMI	MKT		
		Gepr.			Bezeichnung:		
		Norm			240 E3.1		
		Werkstoff:			Zeichnungsnummer:		
		Halbzeug:			9020-0196		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 0.00 g	Blatt 3 von 3		