



Risse auf der Oberfläche nicht zulässig
cracks on the surface not permitted
Stabenden /Schweißstellen gratfrei
Abutting faces and welding locations without burrs

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				Gewicht: 799.07g		Blechdicke: - mm	
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		 BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302					
Ersteller		Datum		Benennung: Einschubgitter			
Gepr. PL		Name		Bezeichnung: 056 ED/BD (E3) Edelstahl			
Norm		Datum		Zeichnungsnummer:			
Werkstoff:		Name		6004-0158			
Oberfläche:		Name					
Oberflächen- schutz:		Name		Maßstab 1:3			
a Serienbeginn		Datum		DIN A3			
Index		Änderung		Status: Freigegeben			
Datum		Name		Druckdatum: 02.10.2015			
Kategorie		Kaufteil		Blatt 1 von 1			