





Position für Option Durchführung
30mm links
Position for option access port
30mm left



Position für Option Durchführung
30mm hinten
Position for option access port
30mm rear



Position für Option Durchführung
30mm rechts
Position for option access port
30mm right



		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10		Blechdicke: mm	
		Tolerierung gemäß ISO 8015						Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
				Datum	Name	Benennung: C 150			
				Bearb. 11.07.13	EMI	Bezeichnung: (E2) LA 230V			
				Gepr.		Zeichnungsnummer: 9040-0081			
				Norm					
				Werkstoff:		Blatt 3 von 3			
				Halbzeug:					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: g					