

## Alarm-Kit de BINDER

El Alarm-Kit se compone del hardware Alarm-Kit y del correspondiente software Alarm-Center



### Función:

El software Alarm-Center transmite los mensajes de alarma que se producen a los sistemas de alarma que posee el cliente.

El software Alarm-Center permite una vigilancia de registros (sin ningún tipo de opción de control) independiente del APT-COM™ 4

- Vigilancia de la comunicación entre APT-COM™ 4 y el regulador del equipo o entre APT-COM™ 4 y el Alarm-Center
- Vigilancia de cada banda de tolerancia para cada parámetro disponible

El equipo dispone de una interfaz Ethernet para la conexión al software de vigilancia Alarm-Center.

### Alcance del suministro:

- Hardware del Alarm-Kit: Web I/O Digital 4.0, 2 entradas / 2 salidas con 1 relé de conmutación
- El software Alarm-Center está incluido en el instalador del APT-COM™ 4
- Fuente de alimentación de 24V/18W internacional, con adaptadores intercambiables Euro, US y UK en el lado primario
- Cable de red CAT 5 de 1 m, RJ45 para la conexión de red
- Manual de instrucciones del Alarm-Kit

### Datos técnicos

Dimensiones exteriores (AnxAlxP): 235 mm x 115 mm x 255 mm  
 Tensión de entrada de la fuente de alimentación: de 100 V a 240 V, 50/60 Hz  
 Tipo de protección: IP 20  
 Contacto de conmutación sin voltaje: potencia máxima de conmutación  
 CC: 192 W | 24 V

Número de artículo: 9052-0014

