


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Y
1 : 10
view without door


Z
1 : 3

1:30

--- inner chamber

BINDER		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
Title: MKFT 115 E4		File name: 9020-0362	
Description: m. Spannungs-/Freq.-Wandler			
Drawing number: 9020-0362			
General tolerance ISO 2768-mK	measuring unit inch	Scale 1:20	DIN A3 Sheet 1 of 2

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Optional for access port
Ø1,2in, Ø2,0in, Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in leftside

Standard access port Ø2,0in

Optional for access port
Ø1,2in, Ø2,0in, Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in rightside

Optional for access port
Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in top

BINDER		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
File name: 9020-0362			
Title:		MKFT 115 E4	
Description:		m. Spannungs-/Freq.-Wandler	
Drawing number:		9120-0362	
General tolerance ISO 2768-mK	measuring unit inch	Scale 1:15	DIN A3 Sheet 2 of 2