

ALARM-KIT BINDER

L'Alarm-Kit comprend le matériel Alarm-Kit ainsi que le logiciel correspondant Alarm-Center.



Fonctionnement :

Les messages d'alarme entrants sont transmis aux systèmes d'alarme du client par le logiciel Alarm-Center.

Le logiciel Alarm-Center permet de surveiller les enregistrements en cours (sans aucune pilotage possible) indépendamment de APT-COM™ 4.

- Surveillance de la communication entre APT-COM™ 4 et le régulateur d'appareil ou entre APT-COM™ 4 et Alarm-Center
- Surveillance des différentes bandes de tolérance pour chaque paramètre disponible

Une interface Ethernet est disponible sur l'appareil pour le raccordement au logiciel de surveillance Alarm-Center.

Contenu de la livraison :

- Matériel Alarm-Kit : Web I/O Digital 4.0, 2 entrées / 2 sorties avec 1 relais de commutation
- Le logiciel Alarm-Center est compris dans l'installateur APT-COM™ 4
- Bloc secteur 24V/18W international, avec adaptateurs Europe, US et UK côté primaire
- Câble patch de 1 m CAT 5 RJ45 pour raccordement au réseau
- Mode d'emploi Alarm-Kit

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (lxHxP) : 235 mm x 115 mm x 255 mm

Tension d'entrée du bloc secteur : 100 V à 240 V , 50/60 Hz

Protection : IP 20

Contact de commutation libre de potentiel : puissance de commutation maximale

CC : 192W | 24V

Référence : 9052-0014

