

APT-COM™ 4 | Multi Management Software pour l'enregistrement, la commande et la surveillance

Gestion, enregistrement, programmation et documentation : c'est ce que propose le nouveau logiciel Multi Management Software de BINDER et bien plus encore. De l'enregistrement conforme aux bonnes pratiques de laboratoire à la création aisée de programmes et la gestion de jusqu'à 100 appareils, l'APT-COM™ 4 est utilisable dans tous les secteurs et facilite considérablement les processus de travail complexes.



Multi Management Software APT-COM™

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

APT-COM™ 4 Édition BASIC

- Gestion de jusqu'à 5 appareils créés
- Gestion des enregistrements (création, suppression, archivage)
- Documentation des valeurs mesurées
- Aperçu central de tous les appareils sous forme de graphique et de tableau
- Représentation graphique des valeurs mesurées
- Éditeur de programme graphique et numérique
- Exportation manuelle des valeurs mesurées (fichier CSV/PDF)
- Interface utilisateur en plusieurs langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
- Exécution du programme en option via APT-COM™
- Fonction horloge

APT-COM™ 4 Édition PROFESSIONAL

Toutes les fonctions de l'édition BASIC plus :

- Gestion de 100 appareils maximum connectés en même temps
- Aperçu central de tous les appareils dans un plan de l'espace
- Message d'alarme par e-mail
- Serveur Web pour l'affichage des données relevées
- Gestion des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs et autorisations
- Exportation automatique et temporisée des valeurs mesurées
- Rapports pour traitement/archivage ultérieur
- Sauvegarde et restauration automatiques/manuelles
- Importation de données à partir d'APT-COM™ 3

APT-COM™ 4 Édition BPL

Toutes les fonctions de l'édition PROFESSIONAL plus :

- Possibilité de validation selon 21 CFR partie 11, documents de validation inclus
- Documentation des valeurs mesurées dans un fichier sécurisé conformément aux directives BPL/BPF Audit-Trail
- Signatures électroniques
- Logiciel de surveillance Alarm-Center pour édition Les Bonnes Pratiques de Laboratoire
- Kit Alarme pour la fonction de téléalarme par l'Alarm-Center

DÉTAILS

Éditions	Réf.
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	9053-0039
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	9053-0040
APT-COM™ 4 GLP-Edition	9053-0042

ACCESSOIRES

Désignation	Description	*	Réf.
Convertisseur d'interface	Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d'interface RS 232 / RS 422 pour le raccordement à un répartiteur 10x ou à un appareil		
	Version 120 V, 60 Hz	-	8012-0557
	Version 230 V, 50/60 Hz	-	8012-0556
	Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d'interface RS 422 / Ethernet pour le raccordement à un répartiteur 10x ou à un appareil		
Convertisseur d'interface RS485/RS422	Version 120 V, 60 Hz	-	8012-0405
	Version 230 V, 50/60 Hz	-	8012-0380
Documents de qualification	Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d'interface RS 422 / USB pour le raccordement à un répartiteur 10x ou à un appareil, alimentation par USB	-	8012-0665
	Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d'interface RS 485/RS 422 pour le raccordement à un répartiteur 10x		
	Version 115 V	-	8012-0599
Interface RS 422, accessoires	Version 230 V	-	8012-0589
	Documents QI/QO - documents complémentaires pour la validation du client, comprenant les listes de contrôle QI/QO y compris une notice de calibrage et une documentation complète sur l'appareil ; pour le logiciel APT-COM BPL		
Kit d'alarme	Imprimés dans un dossier	-	7007-0004
	Numériques au format PDF	-	7057-0004
Interface RS 422, accessoires	Câble de connexion RS 422 (15 m) entre le répartiteur et l'interface RS 422	-	5023-0036
	Câble de rallonge RS 422 (50 m) entre le convertisseur d'interface et l'appareil ou le répartiteur RS 232 / RS 422	-	5023-0117
	Répartiteur modulaire pour 10 interfaces RS 422	-	8012-0295
Kit d'alarme	pour la transmission des messages d'alarme via le Multi Management Software aux systèmes d'alerte existants	-	9052-0014

* Remarques > dernière page fiche technique

SERVICES

Désignation	Description	*	Réf.
Services			
Multi Management Software APT-COM™			
Service de validation			
Mise en service du logiciel APT-COM™	Installation et configuration du logiciel APT-COM™ sur le PC mis à disposition par le client. Condition requise selon les exigences du système	05	DL04-0001
Mise en service d'un appareil connecté au logiciel APT-COM™	Connexion d'un appareil au Multi Management Software APT-COM™ et configuration, sans le câblage incombant au client	05	DL04-0002
Prise en main du logiciel APT-COM™	Utilisation et options de configuration du logiciel, programmation et commande des appareils à l'aide du Multi Management Software APT-COM™	05	DL04-0003
Réalisation des QI/QO pour APT-COM™	Réalisation des QI/QO pour APT-COM™ Édition GLP selon le dossier de qualification avec un appareil raccordé	05	DL04-0012
	Réalisation des QI/QO pour APT-COM™ Édition GLP selon le dossier de qualification pour tout appareil supplémentaire raccordé	05	DL04-0013

* Remarques > dernière page fiche technique

REMARQUES

- 01 De la condensation peut se former au niveau du port d'accès.
Un supplément sera facturé pour les positions de ports d'accès spéciales.
- 02 Le marquage UL est supprimé lorsque cette option est utilisée.
- 03 Le calibrage des capteurs est effectué dans un laboratoire de calibrage autorisé.
- 04 Le calibrage s'effectue selon la norme d'entreprise BINDER.
- 05 Les prix indiqués s'entendent hors frais de déplacement. Les frais de déplacement en vigueur dans votre région figurent au chapitre Service après-vente BINDER.
Pour les interventions en Suisse, tous les prix indiqués pour les services s'entendent hors supplément spécifique au pays (sur demande).

BINDER GmbH

Tuttlingen, Allemagne
TÉL. +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, R.P. Chine
TÉL. +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, R.P. Chine
TÉL. +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, États-Unis
TÉL. +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us