

Volume intérieur [l]	Netzanschluss (Nennspannung Gerätesicherung)	Größe Verklebung Kleber	Bezeichnung Designation catalogue	Référence
			Hz -20,0 A	
Standard	WIC1-2000-0001			


TECHNICAL DATA

Données générales			
Désignation catalogue	WIC1-230V	WIC1-208V	WIC1C-208V
Référence	9800-0011	9800-0001	9800-0002
Version	Standard	Standard	Climatiseur sur plafond de chambre
Caractéristiques techniques du climat			
Plage de température avec humidité	10...50 °C	10...50 °C	10...50 °C
Variation de la température dans l'espace à 25°C et 60% h.r.	1,5 ± K	1,5 ± K	1,5 ± K
Variation de la température dans l'espace à 40°C et 75% h.r.	1,5 ± K	1,5 ± K	1,5 ± K
Variation de la température à 25°C et 60% h.r.	0,5 ± K	0,5 ± K	0,5 ± K
Variation de la température à 40°C et 75% h.r.	0,5 ± K	0,5 ± K	0,5 ± K
Données électriques			
Tension nominale	200...230 V	208...230 V	208...230 V
Fréquence secteur	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Puissance nominale	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Fusible	20,0 A	20,0 A	20,0 A
Phase (tension nominale)	1~	1~	1~
Mesures			
Volume intérieur	12,530 l	12,530 l	12,530 l
Poids de l'appareil net (vide)	776 kg	776 kg	776 kg
Dimensions du boîtier sans montages annexes et raccords			
Largeur net	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm
Hauteur net	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm
Profondeur net	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
Dimensions intérieures			
Largeur à l'intérieur	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm
Hauteur à l'intérieur	2.270 mm	2.270 mm	2.270 mm
Profondeur l'intérieur	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Portes extérieures	1	1	1


Caractéristiques environnementales

Consommation d'énergie à 40°C et 75% h.r.	1.130 Wh/h	1.130 Wh/h	1.130 Wh/h
---	------------	------------	------------

DIMENSIONS Incl. fittings and connections [mm]



DIAGRAMS



Climate chart

OPTIONS

No data found.

ACCESSORIES

Désignation catalogue	Description	WIC 1	*	Référence
Documents de qualification	Documents QI/QO - documents complémentaires pour la validation du client, comprenant les listes de contrôle QI/QO y compris une notice de calibrage et une documentation complète sur l'appareil ; paramètres : valeurs de température et d'humidité			
	Imprimés dans un dossier	•	-	7007-0002
Ensemble d'étagères petit	convient à WIC 1, WIC 1 C	•	-	8012-2156

Désignation catalogue	Description	WIC 1	*	Référence
		•	-	8012-2240
		•	-	8012-2155
Rampe pour tous les modèles WIC	Convient à tous les modèles WIC	•	-	8012-2239

SERVICES

Désignation catalogue	Description	*	Référence
Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone	1 port d'accès équipé d'un obturateur en silicone 30 mm, position au choix	01	DL10-1000
	1 port d'accès équipé d'un obturateur en silicone 50 mm, position au choix	01	DL10-1050
	2 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 30 mm - position au choix	01	DL10-1010
	2 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 50 mm - position au choix	01	DL10-1060
	3 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 30 mm - position au choix	01	DL10-1020
	3 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 50 mm - position au choix	01	DL10-1070
	4 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 30 mm - position au choix	01	DL10-1030
	4 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 50 mm - position au choix	01	DL10-1080
	5 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 30 mm - position au choix	01	DL10-1040
	5 ports d'accès équipés d'un obturateur en silicone 50 mm - position au choix	01	DL10-1090
Services de calibrage			
Mesure de la température et de l'humidité dans l'espace 13-1 points de mesure	Mesure de la température dans l'espace avec 13 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l'humidité au centre du volume utile à un couple de valeurs prédéterminé par l'utilisateur, certificat inclus	-	DL30-0113
Services de maintenance			
Maintenance	Service de maintenance unique selon le plan de maintenance. Contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle de toutes les fonctions essentielles. Calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, sans certificat	-	DL20-1000
Services de validation			
Réalisation de la QU/QO	Réalisation des QI/QO selon le dossier de qualification	-	DL40-0200
Services d'installation			
Montage et mise en service	Montage et mise en service	—	DL10-0800

NOTES

- 01 De la condensation peut se former au niveau du port d'accès.
Un supplément sera facturé pour les positions de ports d'accès spéciales.

BINDER GmbH

Tuttlingen, Allemagne
TÉL. +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, États-Unis
TÉL. +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, R.P. Chine
TÉL. +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, R.P. Chine
TÉL. +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com