

Data Logger Kits pour la température et l'humidité

Les Data Logger Kits BINDER pour la température et l'humidité permettent l'enregistrement indépendant des caractéristiques thermiques et de l'humidité dans l'appareil BINDER. Ce kit comprend des accessoires utiles, de la fixation de l'enregistreur à l'appareil BINDER au support de sonde, en passant par l'aide de passage de câble.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DATA LOGGER KITS POUR LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ :

- Enregistreur de données réseau
- 8 canaux pour la température, l'humidité et d'autres paramètres
- Capacité de mémoire : 64 000 valeurs
- Intervalle de mesure : 1 s à 3 h
- Plage de mesure : -50 °C – 100 °C
- Plage d'humidité : 0 – 100 % HR
- Avec certificat de calibrage
- Conditions ambiantes : -35 °C à 55 °C
- Dimensions (lxhxp) : 104 x 141 x 47 mm
- Alimentation en tension : adaptateur secteur 230 V/24 V

Data Logger Kit NET 100 | N° de commande : 8012-1837



-50 °C – 100 °C 0 – 100 % HR

Contenu de la livraison :

Data Logger - NET

Sonde combinée T/H avec câble de rallonge (2 m)

Avec aide de passage de câble dans l'appareil BINDER et support de sonde

Support de fixation du Data Logger sur l'appareil BINDER

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KB ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Data Logger Kit NET 100/60 - avec sonde combinée supplémentaire | N° de commande : 8012-1838

-50 °C – 100 °C 0 – 100 % HR



Contenu de la livraison :

Data Logger - NET avec sonde combinée supplémentaire (T : -40 – 60 °C/HR : 0-100 %)

Sonde combinée T/H avec câble de rallonge (2 m)

Avec aide de passage de câble dans l'appareil BINDER et support de sonde

Support de fixation du Data Logger sur l'appareil BINDER

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KB ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Option : Data Logger Software | N° de commande : 8012-0821

Logiciel de configuration et d'analyse pour tous les Data Logger Kits BINDER, câble de données inclus.

Plage de température sonde Plage d'humidité sonde • Recommandation - Indisponible