



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm links

Position for option access port
 \varnothing 30mm left





Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm hinten

Position for option access port
 \varnothing 30mm rear



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 30mm right



	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10	Blechdicke: mm
	Tolerierung gemäß ISO 8015				BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
			Datum	Name	Benennung:	
		Bearb.	11.07.13	EMI	CB	
		Gepr.			Bezeichnung:	
		Norm			60 (E6) /O2-Regl./get. Glasblende	
			Werkstoff:		Zeichnungsnummer:	
			Halbzeug:	-	9040-0106	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 60 kg g	Blatt 1 von 1	