

## Alarm-Kit BINDER

L'Alarm-Kit comprende il relativo hardware nonché il corrispettivo Software Alarm-Center



### Funzionamento:

I messaggi di allarme che si dovessero presentare vengono trasmessi attraverso il Software Alarm-Center ai sistemi di allarme presenti del cliente.

Il Software Alarm-Center consente un monitoraggio indipendente dall'APT-COM™ 4 delle registrazioni in corso (senza nessuna possibilità di comando)

- Monitoraggio della comunicazione tra APT-COM™ 4 e regolatore apparecchio ovvero tra APT-COM™ 4 e Alarm-Center
- Monitoraggio delle singole bande di tolleranza per ogni parametro disponibile

Sull'apparecchio è presente un'interfaccia Ethernet per il collegamento al Software Alarm-Center di monitoraggio.

### Volume di fornitura:

- Hardware Alarm-Kit: modulo web I/O digitale 4.0, 2 x In / 2 x Out con 1 x relè di commutazione
- Il Software Alarm-Center è contenuto nell'installatore APT-COM™ 4
- Alimentatore a spina 24V/18W internazionale, con adattatori sostituibili lato primario Euro, US e UK
- 1 m di cavo patch CAT 5 RJ45 per connessione di rete
- Istruzioni per l'uso dell'Alarm-Kit

### Dati tecnici

Dimensioni esterne (LaxAxP): 235 mm x 115 mm x 255 mm  
 Tensione di ingresso dell'alimentatore a spina: da 100 V a 240 V , 50/60 Hz  
 Grado di protezione IP 20  
 Contatto a relè a potenziale zero: massimo potere di rottura  
 DC: 192W | 24V

Codice articolo: 9052-0014

