

## REQUISITI DI SISTEMA APT-COM™ 4

	<b>Raccomandati</b>	<b>Requisiti minimi</b>
Sistema operativo	Windows 10	Windows 7
Processore	Quad-Core*	Dual-Core*
Memoria di lavoro	8 GB	4 GB
Connessione di rete	1000 mbit/s	100 mbit/s**
Disco rigido	SSD, almeno 500 MB liberi ***	HDD 7200 giri/min. 500 MB liberi*
Risoluzione schermo	1400 x 1050	1280 x 720

\*Nessun processore della classe di potenza “Intel Atom” o consimili.  
\*\*100 mbit/s sono sufficienti per pochi apparecchi  
\*\*\*Requisiti minimi per l’installazione, per l’ulteriore funzionamento è necessaria memoria supplementare