

# Eeuwige jeugd met nieuwe antirimpelcrème



Het verouderingsproces begint al vanaf een leeftijd van 30 jaar. Het onderhuidse vetweefsel wordt dunner, de huid verliest eiwitvezels en wordt daardoor minder veerkrachtig. En dat is precies wat de moderne vrouw niet wil: ze wil er jong, fris en stralend uitzien. Deze achteruitgang mag niet herkenbaar zijn, vandaag de dag is het ideaal jong en mooi te zijn. Ook steeds meer mannen streven inmiddels naar een eeuwige jeugd.

Steeds meer mannen en vrouwen bezoeken de praktijk voor plastische chirurgie van dr. Constance Neuhaan-Lorenz en vorstin dr. Sarah von Isenburg in Theatinerstraße in München. De twee artsen, moeders en dochters bespreken mogelijke oplossingen met hun patiënten, onrealistische wensen daarentegen worden gerelativeerd. Niet altijd wordt er geopereerd. Er zijn namelijk ook producten zoals de serie 'myHyppp' die de vorstin von Isenburg samen met andere plastische chirurgen en wetenschappers van de Technische Universiteit München in het 'Klinikum rechts der Isar' heeft ontwikkeld.


Dit product bevat niet alleen verzorgende substanties, maar echte werkzame bestanddelen. Deze worden uit het bloed van de patiënten en vooral met behulp van BINDER-broedstoven gewonnen. Het idee is goed en de uitvoering, als je weet

## Taakstelling

- Precieze temperatuurregeling
- Eenvoudig openen
- Apparaat moet in continu-bedrijf betrouwbaar werken

## BINDER-oplossingen

- Temperatuurbereik: kamertemperatuur plus 5 °C tot 100 °C
- APT.line™-voorverwarmings-kamertechnologie
- Vrije convectie
- Instelbare luchtafvoerklap
- Controller met tijdfuncties
- Binnendeur van veiligheidsglas (ESG)
- 2 verchroomde legroosters
- Stapelbaar
- Temperatuurveiligheidsinrichting klasse 3.1 (DIN 12880) met optisch temperatuuralarm
- Computer-interface: RS 422



> Vorstin dr. Sarah von Isenburg volgt de opslag van bloedmonster in een BINDER-incubator.

wat je doet, plausibel en wetenschappelijk aantoonbaar.

Het proces begint met het afnemen van bloed. Het monster wordt in een incubator van BINDER geplaatst die met 37 °C in de binnenkamer, dus lichaamstemperatuur, reeds op de cellen wacht. Het bloed bevindt zich in een luchtdicht afgesloten injectiespuit. Op grond van de zuurstofdepletie worden in de vier tot zeven dagen waarop het bloed is opgeslagen groeifactoren gevormd, net als bij wondheling. Deze factoren of signalen worden gefilterd uit het geconditioneerde bloed en verwerkt in de crème.



> Een perfect team privé en op het werk: dr. Constance Neuhann-Lorenz en dochter vorstin dr. Sarah von Isenburg (rechts).

“Deze signalen kan het lichaam goed lezen: er wordt nieuw collageen, elastine en verzorgende bloedvaten geproduceerd”, zegt vorstin van Isenburg over



> De antirimpelcrème van vorstin dr. Sarah von Isenburg zet celvernieuwingsprocessen in het gezicht van de patiënten ingang. Hier controleert de arts het genezingsproces.

**Veel vrouwen voelen zich beter en stralen weer, en dat met zo'n behoedzame methode. Het proces begint met het afnemen van bloed. Het monster wordt in een incubator van BINDER geplaatst die met 37 °C in de binnenkamer, dus lichaamstemperatuur, reeds op de cellen wacht.**

“

aldus vorstin von Isenburg


haar crème. Ze wijst erop dat ook andere plastische chirurgen haar methode reeds toepassen in een BINDER-kast. “Wij bereiken mooie successen met de crème, het serum, de oogcrème en het HYPPP Princess Mask”, aldus de arts die zelf uit

een chirurgenfamilie komt. Veel vrouwen voelen zich beter en stralen weer, en dat met zo'n behoedzame methode. Vorstin von Isenburg: “Ik gebruik de crème zelf en zie een groot verschil. Normale antirimpelcrèmes mogen zelfs geen werkzame bestanddelen bevatten. Onze crème daarentegen wel.”

### Voordelen van standaardincubatoren met natuurlijke convectie (BD 23):

#### Voordelen:

- Veilige en reproduceerbare resultaten ook bij hoge chargedoorvoer en bij langdurige werking
- Desinfectieroutine bij 100 °C
- Glasdeur binnen voor een stabiele atmosfeer



> Model BD 23

Meer modellen vindt u hier > [go2binder.com/nl-Standaard-Incubatoren](https://go2binder.com/nl-Standaard-Incubatoren)

myHYPPP

**Vorstin dr. med. Sarah von Isenburg**  
Praktijk dr. Neuhann-Lorenz en dr. v. Isenburg  
specialist voor plastische en esthetische chirurgie  
Theaterstr. 180333 München  
Tel.: +49 89-348123 | Fax: +49 89-25540933  
info@neuhannlorenz-isenburg.com  
www.neuhannlorenz-isenburg.com

**BINDER**  
Best conditions for your success

**BINDER GmbH**  
Im Mittleren Ösch 5  
78532 Tuttlingen, Germany  
Tel. +49 7462 2005-0 | [www.binder-world.com](http://www.binder-world.com)

Vrijblijvend aanvragen