



5	1	Einschubgitter	720 KBxx/E5 Edelstahl	6004-0106
4	1	Anschlagleiste	720 KB/E5.1	4005-0376
3	1	IK-Boden	720 KBxx/E5	4005-0375
2	1	IK-Seitenteil	720 KBW/E6.1 re kpl	8005-0237
1	1	IK-Seitenteil	720 KBxx/E6 li kpl	8005-0223
Pos.-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK Tolerierung gemäß ISO 8015	Werkstückkanten ISO 13715 Oberflächen gemäß ISO 1302	Gewicht: 25.430 kg Blechdicke: mm
<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen				
Benennung: Innenraummaße Bezeichnung: KBF 720 (E6) (230V)				
Zeichnungsnummer: <b>9020-0330</b>				
Maßstab: 1:10 DIN A3				
a Serienbeginn 09.11.16 LEL Index Änderung Datum Name Kategorie	Datum Name Kategorie	Datum Name Ersteller 09.11.16 LEL Gepr. PL 27.01.17 PBE Norm 27.01.17 NZE Werkstoff: Oberfläche: Oberflächen- schutz: Halbzeug:	Status: Freigegeben Serie Druckdatum: 27.01.2017 Blatt 1 von 1	