



5	1	Einschubgitter	720 KBxx/E5 Edelstahl	6004-0106
4	1	Anschlagleiste	720 KB/E5.1	4005-0376
3	1	IK-Boden	720 KBxx/E5	4005-0375
2	1	IK-Seitenteil	720 KBxx/E6 re kpl	8005-0224
1	1	IK-Seitenteil	720 KBxx/E6 li kpl	8005-0223
Pos.-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK Tolerierung gemäß ISO 8015	Werkstückkanten ISO 13715 Oberflächen gemäß ISO 1302	Gewicht: 25.460 kg Blechdicke: mm
BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen				
Benennung: Innenraummaße Bezeichnung: KB 720 (E6) (230V)				
Zeichnungsnummer: 9020-0204				
Maßstab 1:10 DIN A3				
a Index	Serienbeginn Änderung	Datum Datum	Name Name	Kategorie Eigenfertigung
Status: Freigegeben Druckdatum: 07.02.2017 Blatt 1 von 1				