

Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm links

Position for option access port
 \varnothing 30mm left

Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm hinten

Position for option access port
 \varnothing 30mm rear

Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm rechts


Position for option access port
 \varnothing 30mm right

Kessel
 kettle

Kessel
 kettle

Kessel
 kettle

Kessel
 kettle



Allgemeintoleranzen
 ISO 2768-mK
 Tolerierung
 gemäss ISO 8015

Werkstück-
 kanten
 ISO 13715

Maßstab: 1:12

Blechdicke: mm

BINDER Im Mittleren Ösch 5
 78532 Tuttlingen

Benennung:
 C 150

Bezeichnung:
 Stapelkombination, RA 100V

Zeichnungsnummer:
 9040-0084

	Datum	Name		
Bearb.	11.07.13	EMI		
Gepr.				
Norm				
Werkstoff:				
Halbzeug:				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: g