


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



--- Innenkessel
inner chamber

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen


Benennung: MK
Title: Dateiname: 9020-0377
file name:

Bezeichnung: 720 (E5) (400V/50Hz)
Description:

Zeichnungsnummer:
Drawing number:
9020-0377

Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit mm	Maßstab Scale 1:25	DIN A3 Blatt 1 von 2
---	------------------------------------	--------------------------	-------------------------

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Standard-Durchführung Ø80mm
Standard access port Ø80mm

Standard-Durchführung Ø80mm
Standard access port Ø80mm

Optionale Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm links
*Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm leftside*

Optionale Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm rechts
*Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm rightside*

Optionale Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm oben
*Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm top*

--- Innenkessel
inner chamber
mögliche Position für Durchführungen,
Ausführung via BINDER INDIVIDUAL
possible position for access ports,
via BINDER INDIVIDUAL

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen

Benennung: MK
Title:
Bezeichnung: 720 (E5) (400V/50Hz)
Description:
Zeichnungsnummer:
Drawing number:
9120-0377

Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit mm	Maßstab Scale 1:20	DIN A3 Blatt 2 von 2
---	------------------------------------	--------------------------	-------------------------