


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



--- inner chamber

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen


Title: MKF 240 E5

Description: m. Spannungs-/Freq.-Wandler

Drawing number:
9020-0358

General tolerance ISO 2768-mK	measuring unit inch	Scale 1:20	DIN A3 Sheet 1 of 2
----------------------------------	------------------------	---------------	------------------------

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Optional for access port
Ø1,2in, Ø2,0in, Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in rightside

Standard access port Ø2,0in

Optional for access port
Ø1,2in, Ø2,0in, Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in leftside

Optional for access port
Ø3,1in, Ø3,9in, Ø4,9in top

BINDER		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
File name: 9020-0358			
Title: MKF 240 E5			
Description: m. Spannungs-/Freq.-Wandler			
Drawing number: 9120-0358			
General tolerance ISO 2768-mK	measuring unit inch	Scale 1:15	DIN A3 Sheet 2 of 2