



Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm links

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm left





Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm hinten

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm rear



Position für Option Durchführung  
 $\varnothing$  30mm rechts

Position for option access port  
 $\varnothing$  30mm right



	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:10		Blechdicke: mm	
	Tolerierung gemäß ISO 8015				<b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
				Datum	Name	Benennung:		
				Bearb. 11.07.13	EMI	CB		
				Gepr.		Bezeichnung:		
				Norm		60 (E6) /get. Glasblende		
				Werkstoff:		Zeichnungsnummer:		
				Halbzeug:	-	9040-0104		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: 60 kg g		Blatt 1 von 1		