



 mögliche Position für Durchführung  
potential position for access ports

----- Innenkessel  
inner chamber

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein						Gewicht: 56.443 kg		Blechkdicke: mm	
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		 <b>BINDER</b> Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
		Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302					
				Datum	Name	Benennung: BF 056 (230V) (E3)			
			Ersteller	12.10.15	PEF	Bezeichnung: Option Durchführungsbereich			
			Gepr. PL	21.10.15	VDE				
			Norm	21.10.15	NZE				
			Werkstoff:			Zeichnungsnummer:			
			Oberfläche:			9110-0313			
			Oberflächen-			Maßstab			
			schutz:			1:10			
a	Serienbeginn	12.10.15	PEF			DIN A3			
b	Durchführungsbereiche	19.10.15	PEF			Status: Freigegeben			
Index	Änderung	Datum	Name	Kategorie	Eigenfertigung	Druckdatum: 21.10.2015		Blatt 2 von 2	