



Stabenden /Schweißstellen gratfrei
abutting faces and welding locations without burrs
Galvanischer Überzug EN 12540- C9D//Ni20d//Crr
oder Galvanischer Überzug EN 12540- C4D//Ni20d//Crr
electrodeposited coating EN 12540- C9D//Ni20d//Crr
or electrodeposited coating EN 12540- C4D//Ni20d//Crr

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				Gewicht: 1633.00g		Blechdicke: - mm	
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen			
Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302					
Ersteller		Datum		Benennung: Einschubgitter			
Gepr. PL		Name		Bezeichnung: 115 FD (E3) verchromt			
Norm		Datum		Zeichnungsnummer:			
Werkstoff:		1.0304 / 1.0300		6004-0167			
Oberfläche:		siehe Textblock oben					
Oberflächen-schutz:		Halbzeug:		DIN A3			
a Serienbeginn		02.10.15		GS		Status: Freigegeben	
Index		Änderung		Datum		Name	
				Kategorie		Kaufteil	
				Rund EN 10278 h11		Druckdatum: 02.10.2015	
				Blatt 1 von 1		6004-0167	