


© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



5	1	Einschubgitter	240/400 KBxx Edelstahl	6004-0101
4	1	Anschlagleiste	240 KB/E5.1	4005-0410
3	1	IK-Seitenteil	240 KBW/E5.3 re kpl	8005-0254
2	1	IK-Seitenteil	240 KBxx/E5.3 li kpl	8005-0253
1	1	IK-Boden	240 KBxx/E5.1	4005-0409
Pos.-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				Gewicht: 11.703 kg		Blechdicke: mm	
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715		BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
		Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302			
		Datum		Name		Benennung: Innenraummaße	
		Ersteller		09.11.16		LEL	
		Gepr. PL		27.01.17		PBE	
		Norm		27.01.17		NZE	
		Werkstoff:				Bezeichnung: KBF P 240 (E6) (230V)	
		Oberfläche:				Zeichnungsnummer:	
		Oberflächen-				9020-0328	
		schutz:				Maßstab 1:8	
a		Serienbeginn		09.11.16		LEL	
Index		Änderung		Datum		Name	
		Kategorie		Eigenfertigung		Status: Freigegeben Serie	
		Datum		Name		Druckdatum: 27.01.2017	
		Kategorie		Eigenfertigung		Blatt 1 von 1	

