



© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



5	1	Einschubgitter	720 KBxx/E5 Edelstahl	6004-0106
4	1	Anschlagleiste	720 KB/E5.1	4005-0376
3	1	IK-Seitenteil	720 KBW/E6.1 re kpl	8005-0237
2	1	IK-Seitenteil	720 KBxx/E6 li kpl	8005-0223
1	1	IK-Boden	720 KBxx/E5	4005-0375
Pos-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				Gewicht: 25.411 kg		Blechedicke: mm	
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK				Werkstückkanten ISO 13715	
		Tolerierung gemäß ISO 8015				Oberflächen gemäß ISO 1302	
			Datum				Name
			Ersteller	16.11.16			LEL
			Gepr. PL	27.01.17			PBE
			Norm	27.01.17			NZE
			Werkstoff:				
			Oberfläche:				
			Oberflächen-				
			schutz:				
a	Serienbeginn	16.11.16	LEL	Halbzeug:			
Index	Änderung	Datum	Name	Kategorie	Eigenfertigung		

		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
Benennung: Innenraummaße			
Bezeichnung: KBW 720 (E6) (230V)			
Zeichnungsnummer:			Maßstab
9020-0340			1:10
			DIN A3
Status: Freigegeben Serie		Druckdatum: 27.01.2017	
Blatt 1 von 1		Blatt 1 von 1	

Pos.-Nr. 3
ausgeblendet