



© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



5	1	Einschubgitter	240/400 KBxx Edelstahl	6004-0101
4	1	Anschlagleiste	240 KB/E5.1	4005-0410
3	1	IK-Boden	240 KBxx/E5.1	4005-0409
2	1	IK-Seitenteil	400 KBxx/E5.2 li kpl	8005-0256
1	1	IK-Seitenteil	400 KBxx/E5.2 re kpl	8005-0255
Pos-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein				
		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstückkanten ISO 13715
		Tolerierung gemäß ISO 8015		Oberflächen gemäß ISO 1302
		Datum	Name	
		Ersteller	NZE	
		Gepr. PL	PBE	
		Norm	PEF	
		Werkstoff:		
		Oberfläche: Oberflächen- schutz:		
		Halbzeug:		
α	Serienbeginn	27.07.16	NZE	Halbzeug:
Index	Änderung	Datum	Name	Kategorie
		Eigenfertigung		
			Gewicht: 19,395 kg	
			Blechdicke: mm	
BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen				
Benennung: Innenraummaße				
Bezeichnung: KB 400 (E6) (230V)				
Zeichnungsnummer:				Maßstab
9020-0203				1:10
				DIN A3
Status: Freigegeben			Druckdatum: 07.02.2017	Blatt 1 von 1