


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



BINDER		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
Benennung: KBF-S ECO 1020-UL		Dateiname: 9020-0422 file name:	
Title:			
Bezeichnung: (E6) (120V)		Description:	
Zeichnungsnummer:		Drawing number:	
9020-0422			
Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit inch	Maßstab Scale 1:25	DIN A3 Blatt 1 von 2

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

*standard position access port
Ø1,18in, Ø1,97in, Ø3,94in*





*standard position access port
Ø1,18in, Ø1,97in, Ø3,94in*

*standard position access port
Ø1,18in, Ø1,97in, Ø3,94in*

*standard position access port
Ø1,18in, Ø1,97in, Ø3,94in*

--- inner chamber

*potential position for access ports,
via BINDER INDIVIDUAL*



BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen		<small>Dateiname: 9020-0422 file name:</small>
Benennung: KBF-S ECO 1020-UL		
Title:		
Bezeichnung: (E6) (120V)		
Description:		
Zeichnungsnummer: Drawing number:		
9120-0422		
	Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit inch
	Maßstab Scale 1:18	DIN A3 Blatt 2 von 2