

**BINDER** Im Mittleren Ösch 5  
78532 Tuttlingen


**MK 400 (E5) (400V/50Hz)**

Dokument/  
document: **9020-0406** 30

Dateiname/File name: 9020-0406  
Druckdatum/printing Date: 14.04.2022

<small>Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK</small>	<small>Maßeinheit measuring unit mm</small>	<small>Maßstab Scale 1:20</small>	<small>DIN A3 Blatt 1 von 2</small>
--	---	---	---

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Standard-Durchführung Ø50mm

Standard access port Ø50mm

Position für Option Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rechts

Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rightside

Position für Option Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm links

Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm leftside

Position für Option Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm oben

Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm top

--- Innenkessel  
inner chamber

▨ mögliche Position für Durchführungen,  
Ausführung via BINDER INDIVIDUAL  
potential position for acces ports,  
via BINDER INDIVIDUAL

**BINDER** Im Mittleren Ösch 5  
78532 Tuttlingen

MK 400 (E5) (400V/50Hz)

Dokument/  
document: **9120-0406** 30

Allgemeintoleranzen General tolerance ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit mm	Maßstab Scale 1:15	DIN A3 Blatt 2 von 2
---	------------------------------------	--------------------------	-------------------------