


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Y
1 : 12
 Ansicht ohne Tür
view without door

Z
1 : 5
 Netzkabel
power connection

1:25

Innenkessel
inner chamber


BINDER Im Mittleren Ösch 5
 78532 Tuttlingen

MKF 400 (E5) (400V/50Hz)

Dokument/
 document: **9020-0408** Dateiname/File name: 9020-0408
 Druckdatum/printing Date: 13.04.2022

	Allgemeintoleranzen <i>General tolerance</i> ISO 2768-mK	Maßeinheit <i>measuring unit</i> mm	Maßstab <i>Scale</i> 1:20	DIN A3 Blatt 1 von 2
	40			

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Standard-Durchführung Ø50mm

Standard access port Ø50mm

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rechts

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rightside

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm links

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm leftside

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm oben

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm top

--- Innenkessel
inner chamber

▨ mögliche Position für Durchführungen,
Ausführung via BINDER INDIVIDUAL
potential position for acces ports,
via BINDER INDIVIDUAL

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen

MKF 400 (E5) (400V/50Hz)

Dokument/
document: **9120-0408** Dateiname/File name: 9020-0408
Druckdatum/printing Date: 13.04.2022

	Allgemeintoleranzen General tolerance	Maßeinheit measuring unit	Maßstab Scale	DIN A3
	ISO 2768-mK	mm	1:15	Blatt 2 von 2