

BINDER Data Logger Kits – Temperatur und Feuchte

Die BINDER Data Logger Kits – Temperatur und Feuchte, ermöglichen die unabhängige Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtedaten im BINDER Gerät. Die abgestimmte Produktlösung beinhaltet hilfreiches Zubehör von der Befestigung des Loggers am BINDER Gerät über die Kabel-Durchführungshilfe bis hin zur Fühlerhalterung.



Technische Daten - Data Logger Kits Temperatur und Feuchte:

- f Speicherkapazität: 64000 Werte
- f Messintervall: 1s bis 3h
- f Messbereich: -40 °C – 70 °C
- f Feuchtebereich: 0 – 100% r.F.
- f Mit Kalibrierzertifikat
- f Umgebungsbedingungen: -35 °C bis 55 °C
- f Maße (BxHxT): 110 x 85 x 35 mm
- f Spannungsversorgung: 1 x Lithium Batterie 3,6V, mit Statusanzeige vom Benutzer auswechselbar

Data Logger Kit TH 70 | Best. Nr: 8012-0716



 **-40 °C – 70 °C**  **0 – 100 % r.F.**

Lieferumfang:

- f Data Logger - T/H
- f Kombinationsfühler T/H mit Verlängerungskabel (2m)
Inkl. Durchführungshilfe in das BINDER-Gerät und Fühlerhalterung
- f Halterung für Data Logger für die Befestigung am BINDER-Gerät

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	⊕	⊕	-	-

Data Logger Kit TH 70/70 - mit zusätzlichen Kombifühler | Best. Nr: 8012-0717



 **-40 °C – 70 °C**  **0 – 100 % r.F.**

Lieferumfang:

- f Data Logger - T/H mit zusätzlichem Kombifühler
- f Kombinationsfühler T/H mit Verlängerungskabel (2 m)
Inkl. Durchführungshilfe in das BINDER-Gerät und Fühlerhalterung
- f Halterung für Data Logger für die Befestigung am BINDER-Gerät

ED/ FD/FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	⊕	⊕	-	-

Option: Data Logger Software | Best. Nr: 8012-0821

Konfiguration- und Auswertesoftware für alle BINDER Data Logger Kits, inkl. Datenkabel.



Temperaturbereich Fühler



Feuchtebereich Fühler

● Empfehlung

- nicht vorhanden